

AUTO CPAP YH-450

Yuwell



Equipo CPAP automático indicado para la terapia de la apnea obstructiva del sueño.

- Menú en español.
- Fácil de usar solo con 3 botones.
- Pantalla a color que permite mejor visualización del menú.
- Humidificador integrado, pequeño y ligero. Facilitando el transporte del equipo en caso de viajes.
- Fácil acceso a los datos e información de la terapia nocturna por el paciente a través aplicación gratuita para teléfonos inteligentes.

AUTO CPAP YH-450

Yuwell

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Modelo	YH-550	YH-450
Intervalo de presión	4 - 20 cm H2O	4 - 20 cm H2O
Humidificación	0 - 6	0 - 6
Rampa	0 -45 min ajustable en 5	0 -45 min ajustable en 5
APAP mínimo	4 cm H2O	4 cm H2O
APAP máximo	20 cm H2O	20 cm H2O
SPF	0-3	0-3
Auto ON/ OFF	Si	Si
Alerta de Fuga	Si	Si
Nivel de Sonido	35 dB	35 dB
Compensación automática de Fuga	Si	Si
Compatibilidad con App Breath Care+	No	Si
Almacenamiento de Datos	Tarjeta de memoria	Memoria Interna Extracción por USB
Peso	1,41Kg	1,5 Kg
Dimensiones	Largo 27,3 cms Ancho: 18,1 cms Alto 9,3 cms	Largo 28,5 cms Ancho: 15,5 cms Alto 12,5 cms
Requisitos Eléctricos	100- 240V CA	100- 240V CA
Pantalla a Color	No	Si



Descarga de terapia con la aplicación Breath Care+



AUTO CPAP YH-450

Yuwell

ACCESORIOS INCLUIDOS



Auto CPAP + Termo-humidificador



Bolso de transporte



Tubo calentado



Filtro de inicio + 2 de repuesto



Fuente de poder

Adaptador a la corriente (Chile)

ACCESORIOS OPCIONALES (No incluidos)



Mascarilla Nasal o Buconasal



Tubo Calefaccionado

GARANTÍA

1 AÑO POR DEFECTO DE FÁBRICA

Condiciones para que no sea válida la garantía:

- Utilizar el equipo de manera incorrecta, fuera de las especificaciones descritas en el manual.
- Falta de mantenimiento, de acuerdo al tiempo recomendado.
- Daño físico parcial y/o total de los componentes del equipo.
- La garantía no alcance el desgaste normal por uso.